



目的

ケーターの可逆振り子を使って、計測 地点における重力加速度を求めること。

実験の手順

- ・2つの支点、どちらでも振動周期が 同じになるように、可逆振り子を 調整します。
- この時の振動周期から、計測地点に おける重力加速度を計算します。

まとめ

可逆振り子は,正確な重力加速度を求めるための装置です。可逆振り子には支点が2つあり,そ のどちらを使っても振動周期が同一になるように調節できます。その場合の振り子の単振り子相 当長は、2つの支点間の距離に等しくなります。これにより重心位置や慣性モーメントを求める ことなく、振動周期と可逆振り子の単振り子相当長とを使って 計測地点における重力加速度が 求められます。

可逆振り子は、2つの支点の外側にある、より重いおもりの位置を固定したまま、支点間にある おもりの位置を調整することで、振動周期を一致させます。

必要機器		
品番	品名	数量
U8557170	ケーターの可逆振り子	1
U11902	デジタルストップウォッチ	1

基本原理

可逆振り子は2つの支点を持つ実体振り子で、取り付けられたおもりを移動させることで2つの 支点での振動周期を一致させることができます。この時、単振り子相当長は支点間の距離となり、 周期と単振り子相当長から、慣性モーメントや重心位置を求めることなく、計測地点での重力加速 度を計算することが可能となります。

実体振り子が静止位置からの角度φで自由に振動する場合, その運動方程式は以下のようにな ります。

$$J \cdot \frac{d^2 \phi}{dt^2} = -m \cdot g \cdot s \cdot \sin \phi$$

今, 角度 ϕ が十分小さく $\sin\phi\sim\phi$ と書ける場合, 次の形になります。(本実験器では振幅を $5\mathrm{cm}$ 以下にしてください。)

$$(1) \qquad \frac{J}{m \cdot s} \cdot \ddot{\phi} + g \cdot \phi = 0$$

- J: 振動軸に関する慣性モーメント, g: 重力加速度
- m: 振り子の質量, s: 振動軸と重心との距離
- 仕様は予告なく変更されることがあります。
- ●品番・製品名をクリックすると製品仕様ページ(外部サイト)が開きます。

3B Scientific® Experiments

ここで実体振り子の単振り子相当長Lを求めます。単振り子相当長Lと は「その長さの理想的な単振り子と同じ周期になる」」という意味です。理 想的な単振り子の運動方程式は $L\cdot\ddot{\phi}+g\cdot\phi=0$ なので、式(1)から 明らかにLは

$$(2) L = \frac{J}{m \cdot s}$$

となります。

また,平行軸の定理を使うと,振り子の慣性モーメントは以下のように 与えられます。

$$J = J_s + m \cdot s^2$$

J_s: 重心を通る軸の周りの慣性モーメント これを単振り子相当長Lの式(2)と組み合わせると

(3)
$$L=\frac{J_s}{m\cdot s}+s$$
 となり、 s -L平面上の $s=\sqrt{\frac{J_s}{m}}$ で極小値を持つ、下に凸の曲線になります。(図2)

その為,極小値以外では同じ単振り子相当長となる2つのsが存在しま す。単振り子相当長が等しいので、周期Tも等しくなります。本実験装置は この性質を利用しています。

周期Tが等しいときの重心から支点までの距離2つを s_1, s_2 とし、 c_0 時の単振り子相当長をLとすると次の式が成り立ちます。

$$\frac{J_s}{m \cdot s_1} + s_1 = \frac{J_s}{m \cdot s_2} + s_2 = l$$

sっについて解けば

$$s_2 = \frac{L}{2} \pm \sqrt{\frac{L^2}{4} - \frac{J_s}{m}}$$

 s_1 も同じ式となるので s_1 > s_2 とすると、第二項正が s_1 、負が s_2 になり ます。

一方, 本実験装置は距離 d だけ離れた2つの支点を持つ可逆振り子 なので、片方の重心までの距離sならば、他方の重心までの距離はd-sと なります。sとd-sのどちらか大きい方は上式s₁,短い方をsっと代入す ることで,次の結果を得ます。

$$L = d$$

$$(4) s_1 = \frac{d}{2} + \sqrt{\frac{d^2}{4} - \frac{J_s}{m}}, s_2 = \frac{d}{2} - \sqrt{\frac{d^2}{4} - \frac{J_s}{m}}$$

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{d}{g}}$$

これより, 可逆振り子で両支点での周期が等しくなるように調節する と、単振り子相当長は支点間距離dに等しくなること、その時の周期Tは 振り子の実際の慣性モーメントや重心位置に依存しないことが分かり

本実験では、2つの支点の間にある質量 $m_2 = 1$ kg のおもりを適宜 動かすことにより, 可逆振り子の振動周期を一致させることができま す。もう一方のおもり、質量 $m_1 = 1.4 \text{ kg}$ は、2つの支点の外側に固定 されています。周期は、振り子の下端が振動の中心位置を通過する時間 をストップウォッチで計測することで求めます。(振動体の周期測定方

これにより、単振り子相当長 L_1 と L_2 とに対する振動周期 T_1 と T_2 を, 質量 m2 のおもりの位置 x2 の関数としてグラフをプロットします。

評価

2つの振動周期 $T_1(x_2)$ と $T_2(x_2)$ の曲線は、周期が $T=T_1$ $= T_2$ を満たす点で2度交わります。交点の正確な位置 $(x_2$ の値) を決めるには、測定点の内挿が必要になります。重力加速度は、本 実験装置の加工精度から0.03%の相対精度で、以下のように計 質できます。

(5)
$$g = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot d, \ d = 0.8m$$

ここでdは支点間距離です。






図1:可逆振り子の概念図




図2:支点-重心間距離sと単振り子相当長Lのグラフ




図3:質量 m_2 のおもり位置 x_2 に対する周期 T_1 と T_2 の測定値