

実験の手順

- ・円筒型コイルの内部磁場（磁束密度）を、径の異なる2つのコイルで電流値を変えながら測定します。
- ・コイルの単位長さあたりの巻数を変えて内部の磁束密度を測定します

目的

ビオ・サバルの法則を理解し、ソレノイド内部の磁場が何で決まるのか確認すること

まとめ

磁場は電流（電荷の動き）によって作られます。静電荷のクーロンの法則に対応するのが、電流素片が作る静磁場を記述したビオ・サバルの法則となります。ソレノイドと呼ばれる長いコイル内部の磁場は、径に依存せず単位長さあたりの巻数と電流値にのみ依存します。この事をビオ・サバルの法則から計算で示し、その後、径の異なる円筒コイルや単位長さあたりの巻数を変えたコイルで内部磁場を実測し、検証します。

必要機器

品番	品名	数量
U12252	磁場コイル・120回巻、直径100mm	1
U12253	磁場コイル・120回巻、直径120mm	1
U8496175	巻き数可変コイル	1
U8496150	アクリルスタンド	1
U33110-115	テスラメーター、20mT、200mT	1
U13801	低電圧用リード線・75cm、15本セット	1
U13265	支柱用台座	1
U15001	ステンレス鋼製支柱・25cm	1
U13255	角型ムップ	1
U13261	万能クランプ	1
別途、ご用意ください		
	直流電源（32V/20A）	1

基本原理

磁場は電流（電荷の動き）によって作られます。静電荷のクーロンの法則に対応するのが、電流素片が作る静磁場を記述したビオ・サバルの法則となります。実際の磁場は電流素片が作る磁場を足し合わせる（積分）ことで計算できます。これより磁場は電流の流れる経路（空間形状）にも依存しますが、単純な電流経路以外では計算は複雑となります。長いコイル（ソレノイド）内部の磁場は簡単に計算できる例の1つです。この計算からソレノイド内部の磁場は径に依存せず、単位長さあたりの巻数と電流値にのみ依存する事が分かります。

基礎実験

- 仕様は予告なく変更されることがあります。
- 品番・品名をクリックすると製品仕様ページ（外部サイト）が開きます。

ビオ・サバルの法則は静磁場を計算する手法で、次の式で表わされます。

$$(1) \quad d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

ここで μ_0 は真空の透磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{H}{m} = \frac{V \cdot s}{A \cdot m} \right]$

定電流 I が流れるとすれば $d\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ を $I \cdot d\mathbf{s}(\mathbf{r}')$ で置き換えて、次式になります。

$$(2) \quad d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\mathbf{s}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

ソレノイドの内部磁場を計算するために、まず半径 R の円電流が作る磁場を計算します。

$$\begin{aligned} |r - r'| &= \sqrt{R^2 + x^2} \\ \sin \theta &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} \\ ds &= R \cdot d\phi \\ d\mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\mathbf{s}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{R \cdot d\phi \cdot \sqrt{R^2 + x^2} \cdot \sin \theta}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ \therefore d\mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{R \cdot d\phi \cdot \sin \theta}{R^2 + x^2} \quad (3) \end{aligned}$$

ここでの計算は、円の中心を通り円に垂直な x 軸上の磁場を与えています。円の中心では、上式で $x=0$ とおきます。

$$\begin{aligned} B &= \int dB \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int_0^{2\pi} \frac{R \cdot d\phi \cdot \sin \theta}{R^2} \\ (4) \quad &= \frac{\mu_0 \cdot I}{2R} \end{aligned}$$

無限に長いソレノイドの単位長さあたりの巻数を n とすると、長さ dx の巻数は $n \cdot dx$ となります。よってそこを流れる電流は $n \cdot dx \cdot I$ になります。ビオ・サバルの法則を全空間について積分すると、電流密度が0（電流が流れていない空間）では $ds=0$ なので結局(3)式を x について積分すれば良い事が分かります。

$$\begin{aligned} I &\Rightarrow n \cdot dx \cdot I \\ \sin \theta &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} \\ B(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot nI \cdot \int \frac{R^2 \cdot d\phi \cdot dx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\mu_0 \cdot n \cdot I \cdot R^2}{2} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

積分を計算するのに次の変数変換を行います。

$$\begin{aligned} x &= R \cdot \tan \phi & dx &= R \cdot \frac{d\phi}{\cos^2 \phi} \\ x \rightarrow -\infty &\Rightarrow \phi \rightarrow -\frac{\pi}{2} & x^2 + R^2 &= R^2 \cdot (1 + \tan^2 \phi) \\ x \rightarrow \infty &\Rightarrow \phi \rightarrow \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$




図1：コイル内部の磁束密度と電流のグラフ

$$\begin{aligned} \therefore B &= \frac{\mu_0 \cdot n \cdot I \cdot R^2}{2} \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{R^3 \cdot (1 + \tan^2 \phi)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{R \cdot d\phi}{\cos^2 \phi} \\ &= \frac{\mu_0 \cdot n \cdot I}{2} \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \phi \cdot d\phi \\ (5) \quad &= \mu_0 \cdot n \cdot I \end{aligned}$$

有限長のソレノイド（長さ L 、巻数 N ）では $n=N/L$ なので上式を、

$$(6) \quad B = \mu_0 \cdot \frac{N}{L} \cdot I$$

とも書けます。無限長のソレノイドの式を有限長に適用する場合の制限は後で触れます。

実験は径の異なる2つのコイルで電流を変えて内部磁場をテスラメーターで測定します。（図1）

この結果からソレノイド内部磁場は径によらず、電流値に比例していることが分かります。また径によらないことから、形も円筒である必要がない事も分かります。

次に単位長さあたりの巻数を変えて、同様に内部磁場を測定します。（図2、図3）

評価

全ての測定結果から、ソレノイドの内部磁場は電流値に比例することが言えます。また図3よりコイル直径と長さの比が1:3近傍（ $L=17\text{cm}$ ）までは内部磁場と単位長さあたりの巻数が比例することも確認できます。コイル直径に対してコイル長さが短くなると、コイル端部の影響が無視できなくなるためです。ソレノイドの自己インダクタンスを計算する際の長岡係数のようにコイル径と長さの比がパラメータとなっていることが知られています。

参考

ビオ・サバルの法則は、静磁場を計算する上でアンペールの法則よりも自由度があり有用です。しかし、このときの電流素片は物理的に存在しません。（電荷の保存則が破れます。）
積分形式で全電流素片を積分する場合は物理的に存在しうる状態であり、静磁場を正しく与えます。




図2：Lを変えた場合の磁束密度と電流のグラフ




図3：単位長さあたりの巻数N/Lと磁束密度のグラフ（I=20A）