



**1019639 | P95**

会陰切開縫合トレーナー

3bs.jp

# 会陰切開縫合トレーナー

## イントロダクション

会陰切開縫合トレーナーをご購入いただきありがとうございます。このトレーナーでは分娩時の会陰裂傷のケアのデモンストレーションや縫合の練習ができます。本体は柔らかく、切開・縫合を複数回行えます。

## 製品内容

外陰部パーツ  
ベース部  
スタンド



## 機能

外陰部は様々な切開に対応しています（正中切開法、正中側切開法、側切開法など）。肛門に指を入れて触診することで内部の筋組織（外肛門括約筋、浅会陰横筋、球海綿体筋）を触知できます。さらに腫と外陰部の裂傷を再現できますので、分娩外傷の縫合やケアのトレーニングが行えます。筋と皮膚は合わせて縫合できますが、それぞれの縫合も可能です。各裂傷に対して複数回の縫合トレーニングが可能ですが、皮膚などが破れてしまうと使用できる回数が少なくなりますので、縫合糸を外す際には外科用ハサミ・メス・ピンセットなどを用いて丁寧に行ってください。



# 会陰切開縫合トレーナー



## 組立

- 外陰部パーツをベース部にしっかりとめ込みぐらつきがないことを確かめます。とくに中央部は隙間ができませんので、中央部が膨らんでいないことを確認してください。
- トレーナーの角度は付属の折り畳みスタンドで調節できます。
- スタンドに設置する場合はトレーナー背面をスタンドの折り止めのある面に立て掛けてください。
- ベース部を使わず、外陰部パーツのみでご使用いただくことも可能です。



図1:ベース部と外陰部パーツ



図2:ベース部への組み込み完了



図3:シミュレーター本体とスタンド



図4:スタンドへの設置

## お手入れ方法

汚れた場合は硬く絞った布で拭いてください。  
本体が濡れていないことを確認してから収納してください。

## 技術データ

本体寸法： 高さ6cm x 幅13cm x 奥行21cm  
重量： 約0.8 kg  
使用温度： -10°C to +40°C  
保管温度： -20 °C to +40°C

## 交換部品

XP95-001 / 1019640： 外陰部パーツ  
XP95-002 / 1019641： 外陰部パーツ5セット

## オプション

XP95-003 / 1020767： 練習用会陰切開縫合器具セット（縫合糸，持針器，ハサミ，ピンセット，メスホルダー，替刃メス）

日本国内 日本スリーピー・サイエンティフィック株式会社  
問合せ先 新潟県新潟市江南区曾野木2-5-18  
Tel: 0120-300-056 / 3bs.jp



**3B Scientific**

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical  
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany  
Tel.: +49 (0)40-73966-0 • Fax: +49 (0)40-73966-100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of  
product: 3B Scientific GmbH, Germany