



Laerdal®

helping save lives




リトルアン®Q CPR


リアルで耐久性に優れたCPRトレーニングマネキンであるリトルアン®Q CPR マネキンは、Q CPR 測定機能とフィードバックテクノロジーを搭載して機能が強化されており、質の高いバイスタンダーCPRトレーニングを実施できます。インストラクターはスマートフォンやタブレットをリトルアン®Q CPR に接続して受講生に客観的なフィードバックとモニタリング結果を配信でき、トレーニングをより効果的、かつ効率的に進められるようになり、受講生は集中して積極的に学習に取り組めます。一度にモニタリング可能な受講生は最大6人です。リトルアンQ CPRがあれば、インストラクターは受講生一人一人に常に正しいCPRを学んでもらうことができます。



リアルで耐久性に優れた軽量デザイン



圧迫と換気に関するリアルタイムフィードバック



スコアと改善店のヒントをまとめた主義の要約



複数の受講生の手技の概要を表示する
Instructorアプリ



受講生が自分の手技を確認できるLearnerアプリ



Skill Guide™によるプラグアンドプレイの接続
オプション

リトルアン® QCPR

CPRの質を重視する

調査によると、質の高いバイスタンダーCPRと病院外心停止の転帰の改善には関連性があることがわかっています。

QCPR測定機能とフィードバックテクノロジーにより、以下が可能になります。

- ・圧迫と換気に関するリアルタイムフィードバック
- ・全体的なスコアと改善点のヒントを含むデブリーフィング機能
- ・圧迫の解除、深さ、速さ、換気の量、圧迫／換気／サイクル数に関する詳細情報



学習効果を高める効率的な指導

インストラクターは最大6人の受講生の概要を同時に把握でき、各受講生が何を学習する必要があるのかをすばやく特定できるので、受講生一人一人に合わせた正確な指導が可能になります。

積極的に集中して取り組む

客観的なフィードバックとスコアリングにより、受講生はお互いに競争心を持って取り組むようになるだけでなく、自己ベストのスコアを目指して努力できます。競争する要素は、受講生をトレーニングに引き込み、インタラクティブ性を高め、モチベーションをアップさせることがわかっています。まわ、インストラクターはデバイスの画面をクラス全体で確認できるように大型スクリーンやTVに映し出すことができます。

QCPRへのアップグレード


すべての既存のリトルアン® マネキンは、リトルアン® QCPRアップグレードキットにより、簡単にアップグレードできます。



QCPR 補強シール

QCPR センサー

QCPR リフレクター



リトルアン® QCPRの詳細については、3bs.jp/simulator/cpr/w19646.htm をご覧ください

リトルアン

品番	レールダル番号	商品名
W19646	123-01050	リトルアン QCPR
W19377	124-01050	リトルアン QCPR 4体パック
W19647	123-60750	リトルアン QCPR アップグレードキット

すでにお持ちのリトルアン® マネキンをアップグレードする方法については
3bs.jp/simulator/cpr/w19647.htm をご覧ください

アクセサリーと消耗品

品番	レールダル番号	商品名
W19520	170-30050	スキルガイド
W19623	020300	リトルアンエアウェイ (24枚)
W19624	020301	リトルアンエアウェイ (96枚)
W19509	15120103	マネキンフェイスシールド (36枚×6ロール/箱)
W19587	152400	マネキンワイブ (50枚)
お問合せ下さい	152401	マネキンワイブ (1200枚)
W19605	310210	マネキンフェイス目閉じ (6枚)

輸入元

レールダルメディカルジャパン株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル



販売

日本スリービー・サイエンティフィック株式会社
〒950-1135 新潟県新潟市江南区曾野木2丁目5番18号



0120-300-056 (ユーザー様用)
TEL: 025-282-3228 (販売店様用)
FAX: 025-282-3229
E-mail: info@3bs.jp