

1020592 | P100

包帯法・手術創ケアトレーナー

3bs.jp

イントロダクション

包帯法および手術創・褥瘡ケアの練習ができるトルソーモデルです。12の手術創と1つの褥瘡があり、医師・看護師のケアマネジメント技術の向上に役立ちます。


製品内容

トルソー（12の手術創と1つの褥瘡）

キャリングバッグ

機能

以下の手術創・創傷を備えています。



手術創、ドレーンチューブには実際の患者を想定したケアを行うことができ、リアルな練習が可能です。弾力性のある素材で作られているので実際に近い感触で包帯法の練習が行えます。

お手入れ方法

本体表面の汚れは湿らせた布でふき取ってください。ギプス包帯の残りは通常の除去剤（リムーバー）で取り除いてください。よく乾かしてからお片付けください。

仕様

寸法（高x幅x奥行）：23 x 46 x 77 cm

重量：約4.3 kg

使用条件

使用温度：-10°C to +40°C

保管温度：-20°C to +40°C

日本国内 日本スリーピー・サイエンティフィック株式会社
問合せ先 新潟県新潟市江南区曾野木2-5-18
Tel: 0120-300-056 / 3bs.jp



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany
Phone: +49 (0)40-73966-0 • Fax: +49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of
product: 3B Scientific GmbH, Germany