



**1019698 | P15**

3bs.jp

褥瘡ケアトレーナー

## イントロダクション

褥瘡ケアトレーナーをご購入いただきありがとうございます。  
このトレーナーでは5つの褥瘡が再現されており、褥瘡の診断、病期分類、ケア、包帯法などの練習が可能です。

## 特徴

以下の4ステージの褥瘡が再現されており、それぞれでケアのトレーニングが可能です。

- ステージⅠ（右大転子部）
- ステージⅡ（右殿部）
- ステージⅢ（左殿部）
- ステージⅣ（2か所・左大転子部、仙骨部）

## 製品内容


褥瘡ケアトレーナー本体  
キャリングバッグ



### 褥瘡：ステージⅠ

右大転子部

皮膚の発赤：患部が赤くなっていますが皮膚に損傷はありません。



### 褥瘡：ステージⅡ

右殿部

上皮が欠損し創傷が真皮にまで達しています。  
ステージⅡはこのような浅い皮膚損傷や水泡として現れます。



## 褥瘡：ステージIII

左殿部

組織の壊死により創傷が真皮を超えて皮下脂肪にまで達しています。黄白色の壊死組織、スラフが表現されています。



## 褥瘡：ステージIV

左大転子部、仙骨部

創傷が皮膚および筋膜を超えています。黒色の壊死組織、エスカーが表現されています。褥瘡下にある筋・骨にも影響が及んでおり、それらが壊死に至る場合もあります。また創傷が腱・靭帯・関節包などの支持組織にまで広がることもあります。ステージIVではポケットやろう孔（トンネル）がよく見られます。仙骨部の褥瘡でもポケットが再現されており、ケアの練習に使用できます。本体は柔らかい素材で作られているため、実際に近い状態で包帯法の練習が可能です。



## お手入れ方法

汚れた場合は硬く絞った布で拭いてください。ギプス包帯の残存は通常のリムーバーで取り除くことができます。本体が濡れていないことを確認してから収納してください。

## 技術データ

寸法：	高さ15cm x 幅34cm x 奥行38cm
重量：	約 2.2 kg
使用温度：	-10°C to +40°C
保管温度：	-20°C to +40°C

日本国内 日本スリーピー・サイエンティフィック株式会社  
問合せ先 新潟県新潟市江南区曾野木2-5-18  
Tel: 0120-300-056 / 3bs.jp



**3B Scientific**

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical  
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany  
Phone: +49 (0)40-73966-0 • Fax: +49 (0)40-73966-100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of  
product: 3B Scientific GmbH, Germany